

## ProCare Tex 10 - 10 l

Lessive pure, concentré liquide, alcaline, 10 l  
sans phosphates, avec Écolabel européen.



- Pour un nettoyage optimal de tous types de textiles
- Spécialement conçu pour Miele Professional
- À base de matières premières renouvelables
- Action rapide et lavage efficace même à faible dosage
- Excellentes propriétés détachantes sur les protéines et le gras
- Primé par l'Écolabel UE

Code EAN: 4002516364252 / Numéro de matériel: 11520160 /  
Ancien Numéro de matériel: 59701201DE

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Efficacité de lavage</b>	
Détachement de la saleté	Très bien
Dissolution des protéines	Bien
Dissolution de la graisse	Bien
<b>Dosage</b>	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Valeur pH de la solution	12,0-13,0
Convient à un dosage automatique (AutoDos)	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
<b>Utilisation</b>	
Laveries automatiques	•
Hôtellerie, gastronomie	•
Lavage des vêtements de sport	•
Lavage des vestes et manteaux	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Type de produit	Lessive pure
Alcalinité	Alcalin
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Alcalis, Tensioactifs
Biodégradable	•
Sans phosphates	•
Efficace à des température de 30 à 90 °C	•
Très efficace dès 40 °C	•
Faible temps de maintien	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm <sup>3</sup>	1,25
À base de matières premières 100 % renouvelables	•
<b>Conseils de stockage</b>	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Durée de conservation en mois	24
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	314
Dimension extérieure, largeur nette en mm	202
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	230
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	306,00
Dimension extérieure, largeur brute en mm	204,00
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	228,00
Capacité de charge en g	12500
Poids brut en kg	12,98
Capacité en ml	10000
<b>Conformités, contrôles et indicateurs</b>	
Conforme aux normes SGH/CLP	•
Écolabel européen	•
<b>Numéros de contrôle</b>	
Écolabel européen : DE/039/019	•

ProCare Tex 10 - 10 l

Lessive pure, concentré liquide, alcaline, 10 l  
sans phosphates, avec Écolabel européen.