

ProCare Tex 10 - 20 l

Lessive pure, concentré liquide, alcaline, 20 l
sans phosphates, avec Écolabel européen.



- Pour un nettoyage optimal de tous types de textiles
- Spécialement conçu pour Miele Professional
- À base de matières premières renouvelables
- Action rapide et lavage efficace même à faible dosage
- Excellentes propriétés détachantes sur les protéines et le gras
- Primé par l'Écolabel européen

Code EAN: 4002516365365 / Numéro de matériel: 11520190 /
Ancien Numéro de matériel: 59701301DE

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Détachement de la saleté	Très bien
Dissolution des protéines	Bien
Dissolution de la graisse	Bien
Dosage	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Valeur pH de la solution	12,0-13,0
Convient à un dosage automatique (AutoDos)	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Utilisation	
Laveries automatiques	•
Hôtellerie, gastronomie	•
Lavage des vêtements de sport	•
Lavage des vestes et manteaux	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Lessive pure
Alcalinité	Alcalin
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Alcalis, Tensioactifs
Biodégradable	•
Sans phosphates	•
Efficace à des température de 30 à 90 °C	•
Très efficace dès 40 °C	•
Faible temps de maintien	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	1,25
À base de matières premières 100 % renouvelables	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Durée de conservation en mois	24
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	385
Dimension extérieure, largeur nette en mm	258
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	294
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	378,00
Dimension extérieure, largeur brute en mm	256,00
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	288,00
Capacité de charge en g	24000
Poids brut en kg	25,00
Capacité en ml	20000
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•
Écolabel européen	•
Numéros de contrôle	
Écolabel européen : DE/039/019	•

ProCare Tex 10 - 20 l

Lessive pure, concentré liquide, alcaline, 20 l
sans phosphates, avec Écolabel européen.