

ProCare Tex 70 S - 5 l
Adoucissant, concentré liquide, acide, 5 l
sans microplastiques.



- Pour un soin optimal des textiles
- Spécialement conçu pour Miele Professional
- Bonnes propriétés antistatiques pour les tissus mélangés
- Très bonne rémanence
- Aucun parfum encapsulé

Code EAN: 4002516365501 / Numéro de matériel: 11520370 /
Ancien Numéro de matériel: 59704101DE

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Effet antistatique	Bien
Affinité	Très bien
Dosage	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Valeur pH de la solution	3,5-4,5
Convient à un dosage automatique (AutoDos)	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Utilisation	
Laveries automatiques	•
Hôtellerie, gastronomie	•
Lavage des vêtements de sport	•
Lavage des vestes et manteaux	•
Lavage des vêtements de travail	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Adoucissant
Alcalinité	Acide
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Parfums
Sans phosphates	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	0,99
Sans microplastiques	•
Additif optimal pour toutes les lessives	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	4
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Durée de conservation en mois	12
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	256
Dimension extérieure, largeur nette en mm	148
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	193
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	249,00
Dimension extérieure, largeur brute en mm	148,00
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	193,00
Capacité de charge en g	4950
Poids brut en kg	5,73
Capacité en ml	5000
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•