

ProCare Tex 70 S - 10 l

Adoucissant, concentré liquide, acide, 10 l

pour l'entretien des fibres afin de garantir des textiles souples à long terme.



- Pour une utilisation dans les lave-linge Miele Professional
- Assure une finition particulièrement douce
- Effet anti-statique performant en cas de fibres mélangées
- Très bonne rémanence
- Aucun parfum encapsulé

Code EAN: 4002516365518 / Numéro de matériel: 11520390 /

Ancien Numéro de matériel: 59704201DE

Famille produit	
Lave-linge	•
Dosage	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Dosage automatique	•
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Adoucissant
Alcalinité	Acide
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Parfums
Valeur de pH à 20 °C	4,5
Sans phosphates	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	0,99
Sans microplastiques	•
Additif optimal pour toutes les lessives	•
Efficacité de lavage	
Effet antistatique	•
Très bonne adsorption	•
Utilisation	
Laveries automatiques et libre-service	•
Hôtels et pensions	•
Spa, remise en forme et sport	•
Écoles et crèches	•
Entreprises artisanales	•
Maisons de retraite et établissements de soin	•
Cabinets médicaux et cliniques	•
Restaurants, bars et traiteurs	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	4
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	314
Dimension extérieure, largeur nette en mm	202
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	230
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	306,00
Dimension extérieure, largeur brute en mm	204,00
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	228,00
Capacité de charge en g	9900
Poids brut en kg	11,38
Capacité en ml	10000
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•