

ProCare Tex 11 - 10 kg

Lessive universelle, lessive en poudre, alcaline, 10 kg

une lessive ultra-performante, sans phosphates, et enrichie aux enzymes.



- Pour un nettoyage optimal de tous types de textiles
- Spécialement conçu pour Miele Professional
- Particulièrement efficace même à basse température
- Enzymes biologiquement efficaces, contient de l'oxygène actif
- Excellentes propriétés détachantes sur la saleté et le gras

Code EAN: 4002516365532 / Numéro de matériel: 11520420 /
Ancien Numéro de matériel: 59705201DE

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Détachement de la saleté	Très bien
Dissolution des protéines	Très bien
Dissolution de la graisse	Très bien
Blanchiment	Très bien
Dosage	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Valeur pH de la solution	10,0-11,0
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Utilisation	
Laveries automatiques	•
Hôtellerie, gastronomie	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Lessive tous textiles
Alcalinité	Alcalin
Formation d'agrégats	Détergent en poudre
Composants	Oxygène
Effet biologique grâce à des enzymes spéciales	•
Sans phosphates	•
Efficace à des température de 30 à 90 °C	•
Particulièrement efficace à basse température	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	0,60
Manipulation aisée	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Durée de conservation en mois	24
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	610
Dimension extérieure, largeur nette en mm	300
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	120
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	100,00
Dimension extérieure, largeur brute en mm	400,00
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	700,00
Capacité de charge en g	10000
Poids brut en kg	11,00
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•