

ProCare Sure H-01
Support en plastique
pour accueillir les indicateurs ProCare Sure I-PM.



- Support en plastique solide pour un positionnement facile

Code EAN: 4002516364719 / Numéro de matériel: 11576830 /
Ancien Numéro de matériel: 68915201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs de grande capacité, dentaires	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Laveurs-désinfecteurs, dentaires	•
Principaux domaines util.	
Laboratoires médicaux	•
Pharmacies	•
Cabinet dentaire	•
Médecine générale	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynécologie	•
Médecine ORL	•
Ophthalmologie	•
Urologie	•
Cabinets médicaux et cliniques	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	34
Dimension extérieure, largeur nette en mm	43
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	15
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids brut en kg	0