

ProCare Sure I-PM Starter
Indicateur de processus, kit de démarrage
pour le contrôle visuel de routine du processus de nettoyage et de désinfection.



- Sécurité améliorée pour les utilisations habituelles
- Utilisation simple grâce à des indicateurs autocollants
- 2 supports en plastique et 64 indicateurs individuels par paquet
- Documentation complète avec formulaire au format PDF à télécharger

Code EAN: 4002516364696 / Numéro de matériel: 11577150 /
Ancien Numéro de matériel: 68915301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Principaux domaines util.	
Laboratoires médicaux	•
Pharmacies	•
Cabinet dentaire	•
Médecine générale	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynécologie	•
Médecine ORL	•
Ophthalmologie	•
Urologie	•
Cabinets médicaux et cliniques	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	270,00
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	25
Dimension extérieure, largeur brute en mm	165
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	270
Poids brut en kg	0