

APIB 002

Steamer

pour faciliter les finitions des chemisiers et vestons sur le cintre.



- Débit de vapeur élevé pour des résultats parfaits
- La brosse amovible permet de redresser les fibres des textiles
- Convient également pour rafraîchir les textiles
- Facile à exploiter et à manipuler

Code EAN: 4002516373261 / Numéro de matériel: 11622490 /

Ancien Numéro de matériel: 59530002EU

| | |
|--|-------------|
| Famille produit | |
| Centres de repassage | • |
| Famille produit/accessoire | |
| PIB 100 | • |
| Catégorie de produit | |
| Autres accessoires | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | Blanc lotus |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 94 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 145 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 299 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 125 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 165 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 350 |
| Poids net [kg] | 0,95 |
| Poids brut en kg | 1,15 |