

GS PS 0401 S

Kit d'entretien

Le complément idéal des produits nettoyants Miele.



Code EAN: 4002516380849 / Numéro de matériel: 11641090 /  
Ancien Numéro de matériel: 21995530EU2

- Pour d'excellents résultats dans les lave-vaisselle Miele
- Idéal en combinaison avec tablettes, poudre ou PowerDisk
- 500 ml de liquide de rinçage, 1 DishClean et 2 x 1,5 kg de sel
- Pour des résultats de lavage toujours parfaits. Avec Miele