

A 814/1

Support

pour le traitement optimal des pointes de détartreurs Air Scaler et Piezo.



- Utilisation dans paniers supérieurs A 105/1, O 177/1 et APWD 061
- Quel que soit le fabricant, pour différentes pointes
- Possibilité d'utiliser plusieurs supports avec A 813/1
- Utilisation possible dans laveurs-désinfecteurs PWD 8531+PWD 8532

Code EAN: 4002516428558 / Numéro de matériel: 11691870 / Ancien Numéro de matériel: 68681401D

| | |
|--|------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs | • |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical | • |
| Accessoires | |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8591 | • |
| PWD 8531 | • |
| PWD 8532 | • |
| Catégorie de produit | |
| Support | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments dentaires | • |
| Capacité | |
| Pointes à ultrasons [nombre] | 1 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 48 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 22 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 12 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 80 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 120 |
| Poids net en kg | 0,76 |
| Poids brut en kg | 0,90 |