

A 814/1

Support

pour le traitement optimal des pointes de détartreurs Air Scaler et Piezo.



- Utilisation dans paniers supérieurs A 105/1, O 177/1 et APWD 061
- Quel que soit le fabricant, pour différentes pointes
- Possibilité d'utiliser plusieurs supports avec A 813/1
- Utilisation possible dans laveurs-désinfecteurs PWD 8531+PWD 8532

Code EAN: 4002516428558 / Numéro de matériel: 11691870 /
Ancien Numéro de matériel: 68681401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Catégorie de produit	
Support	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Pointes à ultrasons [nombre]	1
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	48
Dimension extérieure, largeur nette en mm	22
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,06
Poids brut en kg	0,77