

APFD 210

Panier

pour loger parfaitement jusqu'à 16 bouteilles et d'autres récipients creux.



- Avec support pour conductimètre ou débitmètre
- Changement facile entre casier à bouteilles et panier standard
- Traitement hygiénique grâce aux buses d'injection séparées
- Hauteur max. des charges 275 mm, diamètre 12–95 mm
- Utilisable dans tous les lave-vaisselle prof. à eau renouv. Miele

Code EAN: 4002516464808 / Numéro de matériel: 11717360 / Ancien Numéro de matériel: 67021001D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Accessoires	
PFD 100 (SmartBiz)	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 102 i	•
PFD103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Complément pour bouteilles et autres pièces creuses	•
Capacité	
Bouteilles [nombre]	16
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	200
Dimension extérieure, largeur nette en mm	500
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	500

APFD 210

Panier

pour loger parfaitement jusqu'à 16 bouteilles et d'autres récipients creux.



Code EAN: 4002516464808 / Numéro de matériel: 11717360 /

Ancien Numéro de matériel: 67021001D

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	290
Dimension extérieure, largeur brute en mm	560
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	535
Poids net en kg	4,75
Poids brut en kg	5,74