

A 830/1

Complément

pour la prise en charge optimale des extrémités de miroirs buccaux démontables.



- Pour une utilisation dans les compléments E 337/1 et E 802/1
- 3 compartiments Ø 8 mm, 14 de 10 x 19 mm, 2 de 8 x 19 mm
- Poignées des miroirs buccaux à placer dans les compléments
- Convient pour les miroirs buccaux ≥ 3

Code EAN: 4002516429203 / Numéro de matériel: 11729480 / Ancien Numéro de matériel: 68683001D

| | |
|--|-----------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs | • |
| Accessoires | |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8591 | • |
| PWD 8531 | • |
| PWD 8532 | • |
| Catégorie de produit | |
| Complément/module pour les instruments dentaires | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | Noir |
| Nombre de compléments | 16 |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments dentaires | • |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 14 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 49 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 159 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 67 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 170 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 230 |
| Poids net en kg | 0,02 |
| Poids brut en kg | 0,02 |