

DFKS-A-1

Kit de gaine plate évacuation d'air pour KMDA 7476/7633/7634
pour un flux d'air personnalisé en mode évacuation.



Code EAN: 4002516420927 / Numéro de matériel: 11737480 /
Ancien Numéro de matériel: 28996420D

- Boîtier mural (DMK150-1)+1 adaptateur (DFK-A)+1 adapt. (DFKAK90)
- 1 coude (DFK-BV 90) + 1 coude (DFK-BH 90) + 1x 1 m (DFK-R1000)
- 1 bande d'étanchéité (DFK-DB)
- Respecter les règles nationales spécifiques du bâtiment
- Éléments conduits en plastique blanc, difficilement inflammable