

A 813/1

Adaptateur

pour un traitement optimal des instruments rotatifs avec spray externe.



- À utiliser dans le panier supérieur A 105/1 et le panier APWD 061
- En 2 parties, composé d'une partie sup. et inf. avec accessoire

Code EAN: 4002516432555 / Numéro de matériel: 11763880 / Ancien Numéro de matériel: 68681301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Catégorie de produit	
Logement ou adaptateur pour instruments rotatifs	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Instruments rotatifs [nombre]	4
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	120
Dimension extérieure, largeur nette en mm	120
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	300
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	108
Dimension extérieure, largeur brute en mm	117
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	305
Poids net en kg	0,19
Poids brut en kg	1,00
Accessoires	
E 362 Vis d'obturation [nombre]	3
Injecteur avec flexible en silicone [nombre]	4