

RX1-YCR-M05
Batterie Li-Ion RX1
pour 60 min d'autonomie en continu du Scout RX1.

Code EAN: 4002516435020 / Numéro de matériel: 11779150 /
Ancien Numéro de matériel: 4199699EU1



- Batterie de qualité grande capacité : 37,75 Wh
- Longue vie avec la technologie au lithium sans effet de mémoire
- Protection contre court-circuits, surchauffe et surtension
- Remplacement simple et rapide de la batterie
- Chaque cellule haute performance est testée séparément