

RX2/RX3-YCR-M05  
Batterie Li-Ion RX2/RX3 60  
pour 60 min d'autonomie en continu du Scout RX2/RX3.

Code EAN: 4002516435037 / Numéro de matériel: 11779160 /  
Ancien Numéro de matériel: 4199700EU1



- Batterie de qualité grande capacité : 37,75 Wh
- Longue vie avec la technologie au lithium sans effet de mémoire
- Protection contre court-circuits, surchauffe et surtension
- Remplacement simple et rapide de la batterie
- Chaque cellule haute performance est testée séparément