

RX2/RX3-YCR-MT12
Batterie Li-Ion RX2/RX3 120
pour 120 min d'autonomie en continu du Scout RX2/RX3.

Code EAN: 4002516435044 / Numéro de matériel: 11779170 /
Ancien Numéro de matériel: 4199701EU1



- Batterie de qualité grande capacité : 75,5 Wh
- Longue vie avec la technologie au lithium sans effet de mémoire
- Protection contre court-circuits, surchauffe et surtension
- Remplacement simple et rapide de la batterie
- Chaque cellule haute performance est testée séparément