

Boost CX1 Allergy  
Aspirateur traîneau sans sac  
pour les plus hautes exigences en matière d'hygiène dans un design compact.



- Performance de nettoyage grâce à la technologie Vortex
- Maniable et stable à la fois grâce à TrackDrive
- Hygiène max. de l'air avec filtre HEPA# : \*Idéal pour personnes allergiques
- Haute performance de nettoyage grâce à sa brosse double-position
- Le tube télescopique Comfort permet de régler la hauteur.

\* selon EN 60312-1

Code EAN: 4002516458425 / Numéro de matériel: 11850040 /  
Ancien Numéro de matériel: 41NCF032CE

<b>Informations générales</b>	
Référence du modèle	Boost CX1 Allergy
Référence mat. du fabricant	11850040
Numéro EAN	4002516458425
<b>Modèle</b>	
Aspirateur traîneau sans sac	•
Gamme	Boost CX1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SNCF0
<b>Type et conception de l'appareil</b>	
Couleur de l'appareil	Gris cachemire
<b>Technologie d'aspiration</b>	
Technologie Vortex	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à 4 positions
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique Comfort
Système de fixation de tube pour le stockage	un côté
<b>Mobilité</b>	
TrackDrive	•
Rayon d'action en m	10
Longueur câble en m	6,5
<b>Système de filtration</b>	
Filtre d'évacuation	Filtre AirClean HEPA
Volume du bac à poussière en l	1,0
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance active max. (W)	890
Volume en dB	78,0
Largeur en mm	400
Hauteur en mm	280
Profondeur en mm	280
Poids en kg	7,8
<b>Accessoires fournis</b>	
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble	•
Suceur à coussins XXL SPD 20	•
Brosse SBD 660-3	•
Brosse de nettoyage	Non