

CK/1 DIN 51

Clé pour bidon

pour l'ouverture simple des bidons ProCare de 5, 10 et 20 l.



- Clé à main robuste et durable
- Ouverture et fermeture aisées des bidons de produit sans effort
- Utilisable des deux côtés

Code EAN: 4002516480839 / Numéro de matériel: 11851600 /
Ancien Numéro de matériel: 66990002EU1

Famille produit	
ProCare	•
Utilisations possibles	
Ouverture et fermeture simples des bidons de produit ProCare	•
Caractéristiques produit	
Très solide et durable	•
Utilisable des deux côtés	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	27
Dimension extérieure, largeur nette en mm	223
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	85
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	180
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids brut en kg	0,07