

APLW 215

Module à injection

pour loger parfaitement de très grandes bouteilles en plastique de 50 l max.



- Utilisable dans le niveau 1
- Équipé d'un gicleur spécial
- Équipé d'un cadre de maintien
- Ø max. du flacon : 380 mm
- Hauteur du flacon : 560–620 mm
- Diamètre du col du flacon : 30 mm min. intérieur, 80 mm max. extérieur

Code EAN: 4002516525981 / Numéro de matériel: 11853940 /

Ancien Numéro de matériel: 69621500D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 7111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres compléments/autres modules	•
Module pour verrerie de laboratoire grand volume	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
<b>Capacité</b>	
Verrerie de laboratoire grand volume [nombre]	1
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	565
Dimension extérieure, largeur nette en mm	469
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	526
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	590
Dimension extérieure, largeur brute en mm	520
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	530
Poids net en kg	3,84
Poids brut en kg	5,14