


APLW 106

Panier

pour le traitement optimal des modules à injection ou des compléments.



- Utilisable dans les niveaux 1 à 4
- Panier avec deux couplages de module
- Pour prise en charge de 2 modules à injection ou compléments max.
- Fermeture automatique du couplage en cas de non-utilisation
- Dimensions chargem. variables selon position et paniers utilisés

Code EAN: 4002516524717 / Numéro de matériel: 11854610 /
Ancien Numéro de matériel: 69610600D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 7111	•
Catégorie de produit	
Panier avec modules complémentaires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Composant du système EasyLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	151
Dimension extérieure, largeur nette en mm	559
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	621
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	175
Dimension extérieure, largeur brute en mm	570
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	630
Poids net en kg	3,05
Poids brut en kg	3,75