

WA IM 253 L

Lessive spéciale Impraprotect 250 ml
pour les vêtements de sport et de pluie.

Code EAN: 4002516464778 / Numéro de matériel: 11873090 /
Ancien Numéro de matériel: 11997209INT



- Imperméabilise et protège de l'eau, du vent et des salissures
- Excellents résultats avec fixation thermique
- Sans résine fluorocarbonée
- Permet aux fibres de respirer
- Très économique – pour 5 utilisations
- Du linge parfaitement propre. Avec Miele.