

B 4847 FashionMaster
Système de repassage vapeur
avec écran et Steamer supplémentaire pour allier résultats et confort.



- Répartition uniforme de la vapeur – semelle alvéolaire Miele
- Résultats de qualité pro et pression vapeur de 4.0 bar
- Montage/Démontage pratique – 1-2-Lift-System
- Excellents résultats grâce à la table de repassage active
- Défroissage facile des textiles suspendus – Steamer

Code EAN: 4002516527206 / Numéro de matériel: 11978140 /
Ancien Numéro de matériel: 13484721F

Design	
Coloris du fer à repasser	anthracite/blanc lotus
Coloris de la housse de repassage	Framboise
Écran	Écran texte à une ligne
Repassage parfait	
Semelle aerogliss avec structure en nid d'abeille	•
Pression de vapeur en bar	4,0
Quantité de vapeur en g/min	100
Vapeur verticale	•
Vapeur à partir du niveau de température	2
Diffusion de vapeur	•
Vapeur constante	•
Steamer	•
Table de repassage active (fonctions aspiration et soufflerie)	•
Fonction aspiration	•
2e niveau de puissance du ventilateur	•
Semelle anti-adhésive	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
Gain de temps	
Capacité du réservoir d'eau en l	1,25
Réservoir d'eau amovible	•
Réservoir d'eau pouvant être rempli en continu	•
Repassage de plusieurs couches	•
Confort d'utilisation	
Tout-en-un	•
1-2-Lift-System	•
Hauteur de la table réglable en continu à l'aide d'un ressort à gaz au mm près	830-1020
Roulettes qui protègent le sol	•
Table de repassage ComfortZone	•
Activation et arrêt automatique du ventilateur	•
Ventilateur avec fonction mémoire	•
Plusieurs langues disponibles	•
Première mise en service guidée	•
Détartrage guidé	•
Détartrage automatique	•
Rinçage automatique	•
Compartiment de rangement pour le fer à repasser	•
Compartiment de rangement pour le câble d'alimentation et les accessoires	•
Sécurité	
Fonction CoolDown (refroidissement)	•
Fonction arrêt automatique (AutoOff)	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	470
Dimensions en mm (hauteur)	970
Dimensions en mm (profondeur)	1480
Dimensions en mm (largeur), repliée	470
Dimensions en mm (hauteur), repliée	1280
Dimensions en mm (profondeur), repliée	370

B 4847 FashionMaster
 Système de repassage vapeur
 avec écran et Steamer supplémentaire pour allier résultats et confort.



Code EAN: 4002516527206 / Numéro de matériel: 11978140 /
 Ancien Numéro de matériel: 13484721F

Fréquence en Hz 50-60

Accessoires fournis

Semelle anti-adhésive •

Steamer •

Housse de repassage Premium •

Tige guide-fil •

Bandelette de test pour déterminer la dureté de l'eau •

Pastilles détartrantes •

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
 deutsch, english (AU),
 english (GB), english
 (US), español, français,
 hrvatski, italiano, magyar,
 nederlands, norsk, polski,
 português, русский,
 română, slovenčina,
 slovenščina, srpski,
 suomi, svenska, türkçe,
 українська, čeština,
 ελληνικά,