

APWD 325

Complément

pour traiter les tuyaux de syst. dentaires de sédation au protoxyde d'azote.



- Traitement simultané de cinq jeux de tuyaux doubles max.
- Avec jeu d'adaptateur pour connexion sûre au système à injecteur
- Nettoyage interne/externe et séchage efficaces des tuyaux
- Traitement masques patient dans complément à mailles E 146 poss.
- Maintien de grande capacité pour autres instruments pour charge

Code EAN: 4002516610908 / Numéro de matériel: 12036420 / Ancien Numéro de matériel: 68632500D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Silicone
Couleur	Inox, Gris
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement de divers ustensiles	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	132
Dimension extérieure, largeur nette en mm	324
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	379
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	160
Dimension extérieure, largeur brute en mm	335
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	380
Poids net en kg	2,23
Poids brut en kg	2,62