

APWD 328

Complément

kit d'extension pour traiter les systèmes dentaires au protoxyde d'azote.



- Extension de la capacité jusqu'à cinq jeux de tuyaux doubles
- Cinq tôles à clip et pivotantes

Code EAN: 4002516611028 / Numéro de matériel: 12036450 /
Ancien Numéro de matériel: 68632800D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8591	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement de divers ustensiles	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	77
Dimension extérieure, largeur nette en mm	90
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	100
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80
Dimension extérieure, largeur brute en mm	95
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	110
Poids net en kg	0,26
Poids brut en kg	0,32