


APWD 329
Complément
pour le traitement d'aspire-salive dentaires.



- Convient pour 80 aspire-salive dentaires max.
- 80 compartiments de 18 x 18 mm
- Largeur des mailles du fond 8 x 8 mm

Code EAN: 4002516596080 / Numéro de matériel: 12036470 /
Ancien Numéro de matériel: 69632900D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8591	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Aspirateur [nombre]	80
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	223
Dimension extérieure, largeur nette en mm	223
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	80
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	100
Dimension extérieure, largeur brute en mm	240
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	240
Poids net en kg	0,57
Poids brut en kg	0,71