

KWF 1000

IntensiveClear

Filtre à eau, charbon actif pour MasterCool F 1xxx/F 2xx1/KF 1xxx/KF 2xx1

- pour une eau de bien meilleure qualité
- Profitez d'une eau pure et de glaçons cristallins sans goût
- filtre matières en suspension et odeurs dans l'eau du robinet
- Changer le filtre tous les 6 mois pour des performances optimales

Code EAN: 4002516578338 / Numéro de matériel: 12073500 /
Ancien Numéro de matériel: 38996034EU1