

## CoffeeCare Set

Kit d'entretien pour le nettoyage et l'entretien des machines à café Miele pour toutes les machines Miele CM et CVA.

Code EAN: 4002516597889 / Numéro de matériel: 12122920 /  
Ancien Numéro de matériel: 29997256EU1



- Tous les produits de lavage nécessaires à prix avantageux
- Six pastilles détartrantes, dix pastilles de nettoyage
- 30 nettoyeurs de conduits de lait, un chiffon microfibras Miele
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité