

Set UltraColor & WoolCare

Kit promotionnel UltraColor et WoolCare à un prix avantageux composé de 2x UltraColor et 2x WoolCare.

Code EAN: 4002516638940 / Numéro de matériel: 12144700 /
Ancien Numéro de matériel: 11997264EU1



- Combinaison parfaite : anti-tâches et soin des fibres en douceur
- Sans microplastiques et biodégradable
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Bouteille recyclable. Testée et confirmée par organisme externe
- Du linge parfaitement propre. Avec Miele.