

Set UltraColor & UltraWhite  
Kit UltraColor et UltraWhite  
réserve de lessive Miele pour plus de six mois.

Code EAN: 4002516620310 / Numéro de matériel: 12158220 /  
Ancien Numéro de matériel: 11997265EU1



- 1 paquet UltraWhite de 1.1kg pour le linge blanc
- 3 bouteilles UltraColor 1,5L pour le linge de couleur
- Excellent pouvoir détachant, même à basses températures
- Résultat optimal à 20/30/40/60/95 °C
- Du linge parfaitement propre. Avec Miele.