

ProCare Dent 11 A - 1 kg
Détergent en poudre, alcalin, 1 kg
pour le traitement optimal des instruments standards.



- Convient pour instruments standards (pas d'instruments rotatifs)
- Adapté aux phases de traitement dans laveur-désinfecteur de Miele
- Performance de nettoyage élevée
- Poudre

Code EAN: 4029577154998 / Numéro de matériel: 12186980 / Ancien Numéro de matériel: 66911102EU1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Utilisations possibles	
Élimination du sang	Bien
Élimination des résidus organiques	Bien
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	3 g/l (30 g/cycle)
Valeur pH de la solution	11,1
Principaux domaines util.	
Cabinet dentaire	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Produit de nettoyage alcalin
Formation d'agrégrats	Poudre
Composants	Phosphate, tensioactif non ionique
Excellentes capacités de nettoyage	•
Protection élevée des matériaux contre la corrosion	•
Convient pour les instruments standard	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	242
Dimension extérieure, largeur nette en mm	107
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	58
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250
Dimension extérieure, largeur brute en mm	60
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	100
Capacité de charge en g	1000
Poids brut en kg	1
Conformités, contrôles et indicateurs	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•