

ProCare Dent 30 C - 5 l
Agent neutralisant, acide, 5 l
pour une neutralisation optimale à base d'acide citrique.



- Convient particulièrement aux instruments rotatifs.
- Adapté aux phases de traitement dans laveur-désinfecteur de Miele
- Protection élevée du matériel
- Concentré liquide

Code EAN: 4029577143466 / Numéro de matériel: 12187250 /
Ancien Numéro de matériel: 66915302EU1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Utilisations possibles	
Élimination du calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide	Bien
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	1 ml/l (0,1 %)
Valeur pH de la solution	3,0
Principaux domaines util.	
Cabinet dentaire	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Acide citrique
Sans tensioactifs	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•
Convient pour les instruments standard et les instruments rotatifs	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	217
Dimension extérieure, largeur nette en mm	142
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	248
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250
Dimension extérieure, largeur brute en mm	190
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids brut en kg	6
Capacité en ml	5000
Conformités, contrôles et indicateurs	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•