

ProCare Dent 30 P - 1 l [Typ 1]

Agent neutralisant, acide, 1 l

avec bec verseur, pour neutralisation optimale sur la base d'acide phosphorique.



- Convient pour instruments standards (pas d'instruments rotatifs)
- Adapté aux phases de traitement dans laveur-désinfecteur de Miele
- Dosage facilité grâce au bec verseur de précision
- Protection élevée du matériel
- Concentré liquide

Code EAN: 4029577155087 / Numéro de matériel: 12187370 / Ancien Numéro de matériel: 66914202EU1

| | |
|---|-------------------------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs | • |
| Utilisations possibles | |
| Élimination des couleurs de revenu, du calcaire, les dépôts d'urine et autres impuretés solubles dans l'acide | Bien |
| Recommandation de dosage | |
| Recommandation de dosage par cycle de rinçage | 1 ml/l (0,1 %) |
| Valeur pH de la solution | 2,3 |
| Petite ouverture comme bec verseur | • |
| Principaux domaines util. | |
| Cabinet dentaire | • |
| Caractéristiques produit | |
| Type de produit | Agent de neutralisation acide |
| Formation d'agrégats | Concentré liquide |
| Composants | Acide phosphorique |
| Ne convient pas pour l'aluminium anodisé | • |
| Sans tensioactifs | • |
| Excellente capacité de rinçage | • |
| Convient pour les instruments standard | • |
| Ne convient pas aux pièces chromées | • |
| Ne convient pas aux pièces en nickel | • |
| Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers | • |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 241 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 106 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 58 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 245 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 60 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 105 |
| Poids brut en kg | 2 |
| Capacité en ml | 1000 |
| Conformités, contrôles et indicateurs | |
| CE | • |
| Conforme aux normes SGH/CLP | • |