

ProCare Dent 30 P - 1 l [Typ 1]

Agent neutralisant, acide, 1 l

avec bec verseur, pour neutralisation optimale sur la base d'acide phosphorique.



- Convient pour instruments standards (pas d'instruments rotatifs)
- Adapté aux phases de traitement dans laveur-désinfecteur de Miele
- Dosage facilité grâce au bec verseur de précision
- Protection élevée du matériel
- Concentré liquide

Code EAN: 4029577155087 / Numéro de matériel: 12187370 / Ancien Numéro de matériel: 66914202EU1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Utilisations possibles	
Élimination du calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide	Très bien
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	1 ml/l (0,1 %)
Recommandation de dosage (par cycle de rinçage)	1 ml/l (0,1 %)
Valeur de pH à 20 °C	0,7
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Petite ouverture comme bec verseur	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Acide phosphorique, Acide citrique
Température de stockage minimale en °C	-15
Température de stockage maximale en °C	30
Principaux domaines util.	
Cabinet dentaire	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Acide phosphorique, Acide citrique
Température de stockage minimale en °C	-15
Température de stockage maximale en °C	30
Convient pour la porcelaine/céramique	•
Ne convient pas pour l'aluminium anodisé	•
Prévient la corrosion	•
Sans tensioactifs	•
Neutralisation des résidus alcalins émis	•
Excellente capacité de rinçage	•
Prévention des dépôts calcaires dans la cuve de lavage	•
Convient pour les instruments standard	•
Ne convient pas aux pièces chromées	•
Ne convient pas aux pièces en nickel	•
Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	105,00
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	241
Dimension extérieure, largeur nette en mm	106
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	58
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	245
Dimension extérieure, largeur brute en mm	60
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	105
Poids brut en kg	2
Capacité en ml	1000

ProCare Dent 30 P - 1 l [Typ 1]

Agent neutralisant, acide, 1 l

avec bec verseur, pour neutralisation optimale sur la base d'acide phosphorique.



Code EAN: 4029577155087 / Numéro de matériel: 12187370 /
Ancien Numéro de matériel: 66914202EU1

Conformités, contrôles et indicateurs

CE

Conforme aux normes SGH/CLP

-
-