

## DFKS-AR

Kit de gaine plate pour évacuation d'air pour KMDA 7272/7473/7676/7876  
pour un flux d'air personnalisé en mode évacuation.



Code EAN: 4002516664758 / Numéro de matériel: 12226910 /  
Ancien Numéro de matériel: 28996458D

- Boîtier mural (DMK150-1)+1 adaptateur (DFK-A)+1 adapt. (DFKAK90)
- 1 x coude (DFK-BH 90) + 1 x 1 m (DFK-R1000)
- 1 bande d'étanchéité (DFK-DB)
- Respecter les règles nationales spécifiques du bâtiment
- Éléments conduits en plastique blanc, difficilement inflammable