

ProCare Universal 70 ST - 500ml

Nettoyant universel, moyennement alcalin, 500 ml

pour éliminer avec précaution les résidus de graisse et la poussière.



- Hautement concentré pour les meilleurs résultats de lavage
- Pouvoir solvant exceptionnel pour résidus d'huile et de graisses
- Excellente préservation des matériaux
- Recommandé pour les appareils en inox Miele Professional et Steelco
- Primé par l'Écolabel européen
- Emballage recyclable

Code EAN: 4002516693062 / Numéro de matériel: 12306020 / Ancien Numéro de matériel: 66917701V1

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Lave-bassins	•
Stérilisateurs compacts	•
Grands stérilisateurs	•
Utilisations possibles	
Élimination des traces de café et de thé	Très bien
Élimination des restes de nourriture séchés	Très bien
Élimination de la graisse	Très bien
Élimination de l'huile	Très bien
Élimination du sang	Très bien
Élimination des protéines	Très bien
Élimination de l'amidon	Très bien
Élimination des résidus alimentaires	Très bien
Élimination des résidus tenaces ou secs	Très bien
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	Ready to use
Valeur pH de la solution	10,0-11,0
Caractéristiques produit	
Type de produit	Produits nettoyants inox
Formation d'agréats	Concentré liquide
Composants	Éthers de glycol,Séquestrants (sans phosphate),Agent de solution,Tensio-actifs anioniques,Tensio-actifs non ioniques
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Convient pour l'inox	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Sans phosphates	•
Sans silicates	•
Excellente préservation des matériaux	•
Détergent intensif contenant des tensioactifs	•
Effet émulsifiant et dispersant important	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•
Sans composés phosphorés	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	270
Dimension extérieure, largeur nette en mm	93

ProCare Universal 70 ST - 500ml

Nettoyant universel, moyennement alcalin, 500 ml

pour éliminer avec précaution les résidus de graisse et la poussière.



Code EAN: 4002516693062 / Numéro de matériel: 12306020 /

Ancien Numéro de matériel: 66917701V1

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	51
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	93
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	51
Poids brut en kg	1
Capacité en ml	500
Conformités, contrôles et indicateurs	
Écolabel européen	•
Numéros de contrôle	
Écolabel européen : DE/020/507	•