

## ProCare Tex 10 W - 20 l

Lessive laine, concentré liquide, légèrement acide, 20 l pour le nettoyage en machine de laine.



- Pas de feutrage de la laine
- Évite les transferts de couleur
- Empêche le regrisonnement
- Test dermatologique

Code EAN: 4002516732440 / Numéro de matériel: 12338960 / Ancien Numéro de matériel: 59706301V1

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Dosage</b>	
Valeur pH de la solution	4,8-5,8
Convient à un dosage automatique (AutoDos)	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
<b>Utilisation</b>	
Laveries automatiques	•
Hôtellerie, gastronomie	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Biodégradable	•
Particulièrement efficace à basse température	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm <sup>3</sup>	1,03
Sans microplastiques	•
Manipulation aisée	•
<b>Conseils de stockage</b>	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Durée de conservation en mois	24
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	385
Dimension extérieure, largeur nette en mm	258
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	294
Capacité en ml	20000
<b>Conformités, contrôles et indicateurs</b>	
Conforme aux normes SGH/CLP	•