

Set 5 UltraPhase Sensitive
Miele UltraPhase 1 et 2 Sensitive
en kit avec deux IntenseClean pour la propreté hygiénique de votre lave-linge.

Code EAN: 4002516708162 / Numéro de matériel: 12344260 /
Ancien Numéro de matériel: 11997279EU2



- Inclus : trois UltraPhase 1, deux UltraPhase, deux IntenseClean
- Sans colorant ni parfum – bonne tolérance cutanée
- Pour tous les lave-linge Miele W1 avec TwinDos
- IntenseClean élimine les graisses, les bactéries et les odeurs
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité