

SelectionBrazil 500g

Café de spécialité Miele Black Edition SelectionBrazil
parfait pour l'espresso et le café crème.

Code EAN: 4002516737186 / Numéro de matériel: 12422130 /
Ancien Numéro de matériel: 29992654EU1



- Café de spécialité de la Fazenda Guima de Minas Gerais
- 100% Arabica — Préparation : Pulped Natural
- Arôme : chocolaté, baies et légèrement noisé
- Grains de café entiers du Brésil torréfiés en Allemagne
- Parfaitement adapté aux machines à café automatiques Miele
- Contenu : 500g