

## ProCare Tex 10 A - 5 l

Lessive pure, concentré liquide, alcaline, 5 l

pour le lavage des textiles blancs et des couleurs qui ne se décolorent pas.



- Pour une utilisation dans les lave-linge Miele Professional
- À base de matières premières renouvelables
- Action rapide et lavage efficace même à faible dosage
- Excellentes propriétés détachantes sur les protéines et le gras
- Primé par l'Écolabel européen

Code EAN: 4002516757931 / Numéro de matériel: 12441960 / Ancien Numéro de matériel: 59701102V1

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Efficacité de lavage</b>	
Détachement de la saleté	Très bien
Dissolution des protéines	Bien
Dissolution de la graisse	Bien
<b>Dosage</b>	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Convient à un dosage automatique (AutoDos)	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
<b>Recommandation de dosage</b>	
Valeur de pH à 20 °C	12,6
<b>Caractéristiques produit</b>	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
<b>Utilisation</b>	
Laveries automatiques	•
Hôtellerie, gastronomie	•
Lavage des vêtements de sport	•
Lavage des vestes et manteaux	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Type de produit	Lessive pure
Alcalinité	Alcalin
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Alcalis, Tensioactifs
Biodégradable	•
Sans phosphates	•
Efficace à des température de 30 à 90 °C	•
Très efficace dès 40 °C	•
Faible temps de maintien	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm <sup>3</sup>	1,17
À base de matières premières 100 % renouvelables	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	193,00
<b>Conseils de stockage</b>	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Durée de conservation en mois	24
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	256
Dimension extérieure, largeur nette en mm	148
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	193
Capacité de charge en g	6250
Capacité en ml	5000
<b>Conformités, contrôles et indicateurs</b>	
Conforme aux normes SGH/CLP	•

ProCare Tex 10 A - 5 l

Lessive pure, concentré liquide, alcaline, 5 l

pour le lavage des textiles blancs et des couleurs qui ne se décolorent pas.



Code EAN: 4002516757931 / Numéro de matériel: 12441960 /

Ancien Numéro de matériel: 59701102V1

Écolabel européen

**Numéros de contrôle**

Écolabel européen : DE/039/019