

ProCare Tex 10 MA - 5 l

Lessive délicat et couleurs, concentré liquide, moyennement alcaline, 5 l pour le lavage des couleurs et des textiles délicats.



- Pour une utilisation dans les lave-linge Miele Professional
- Sans azurants optiques ni agents de blanchiment
- Action rapide et contrôle anti-mousse
- Bonnes propriétés détachantes sur les protéines et le gras
- Primé par l'Écolabel européen

Code EAN: 4002516757665 / Numéro de matériel: 12442010 / Ancien Numéro de matériel: 59702102V1

Famille produit	
Lave-linge	•
Dosage	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Dosage automatique	•
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Lessive text. délic.+couleurs
Alcalinité	Faiblement alcalin
Formation d'agréats	Concentré liquide
Composants	Alcalis,Conservateur,Tensi oactifs
Valeur de pH à 20 °C	9,5
Sans phosphates	•
Efficace à des température de 30 à 90 °C	•
Contrôle anti-mousse	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	1,03
Efficacité de lavage	
Élimination de la saleté	•
Élimination des protéines	•
Élimination des graisses	•
Utilisation	
Laveries automatiques et libre-service	•
Hôtels et pensions	•
Spa, remise en forme et sport	•
Écoles et crèches	•
Entreprises artisanales	•
Maisons de retraite et établissements de soin	•
Cabinets médicaux et cliniques	•
Restaurants, bars et traiteurs	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	4
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Utilisable après décongélation sans perte de qualité	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	256
Dimension extérieure, largeur nette en mm	148
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	193
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	249
Dimension extérieure, largeur brute en mm	148
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	193
Capacité de charge en g	5450
Poids brut en kg	5,73 kg
Capacité en ml	5000

ProCare Tex 10 MA - 5 l

Lessive délicat et couleurs, concentré liquide, moyennement alcaline, 5 l
pour le lavage des couleurs et des textiles délicats.



Code EAN: 4002516757665 / Numéro de matériel: 12442010 /
Ancien Numéro de matériel: 59702102V1

Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•
Écolabel européen	•
Numéros de contrôle	
Écolabel européen : DE/039/020	•