

ProCare Universal 77 A - 500 g  
Nettoyant pour machines, alcalin, 500 g  
pour éliminer les dépôts d'amidon tenaces.



- Élimination des dépôts de graisse
- Réduction des odeurs
- Approprié pour lave-linge professionnel et lave-vaisselle professionnel

Code EAN: 4002516771524 / Numéro de matériel: 12456030 /  
Ancien Numéro de matériel: 66921701V1

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Lave-linge	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Utilisations possibles	
Élimination de la graisse	Très bien
Élimination de l'huile	Très bien
Élimination des protéines	Très bien
Élimination de l'amidon	Très bien
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	Une dose
Valeur de pH à 20 °C	2,2
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Nettoyant pour machine
Formation d'agrégats	Poudre
Composants	Phosphate, Agent de blanchiment à base d'oxygène, Phosphonates, Polycarboxylate, Tensio-actifs non ioniques
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	35
Convient pour l'inox	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Excellente préservation des matériaux	•
Part élevée de dispersants	•
Détergent intensif contenant des tensioactifs	•
Effet émulsifiant et dispersant important	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	133
Dimension extérieure, largeur nette en mm	80
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	80
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	130
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	80
Capacité de charge en g	500
Poids brut en kg	1
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•