

ProCare Universal 81 C - 250 g
 Détartrant pour machine, acide, 250 g
 pour éliminer les dépôts calcaires tenaces.



- Élimination des dépôts de silicate
- Augmentation de la durée de vie des résistances
- Approprié pour lave-linge professionnel et lave-vaisselle professionnel

Code EAN: 4002516770862 / Numéro de matériel: 12456130 /
 Ancien Numéro de matériel: 66920601V1

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Lave-linge	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médecine	•
Utilisations possibles	
Élimination des dépôts calcaires et autres impuretés solubles dans l'acide	•
Élimination du calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide	Très bien
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	Une à deux dose(s)
Recommandation de dosage (par cycle de rinçage)	Une à deux dose(s)
Valeur de pH à 20 °C	4,5
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Détartrant pour machine
Formation d'agrégats	Poudre
Composants	Acide citrique
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	40
Sans composés phosphorés	•
Excellente préservation des matériaux	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Détartrant pour machine
Formation d'agrégats	Poudre
Composants	Acide citrique
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	40
Excellente préservation des matériaux	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•
Sans composés phosphorés	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	70,00
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	124
Dimension extérieure, largeur nette en mm	66
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	66
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	120
Dimension extérieure, largeur brute en mm	70

ProCare Universal 81 C - 250 g
Détartrant pour machine, acide, 250 g
pour éliminer les dépôts calcaires tenaces.



Code EAN: 4002516770862 / Numéro de matériel: 12456130 /
Ancien Numéro de matériel: 66920601V1

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	70
Capacité de charge en g	250
Poids brut en kg	0
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•