

Miele Desinfect - 5 kg  
Lessive universelle désinfectante, poudre, alcaline, 5 kg  
pour le lavage de textiles blancs et couleurs.



- Pour une utilisation dans les lave-linge Miele Professional
- Lessive universelle ultra concentrée avec effet désinfectant à partir de 40 °C
- Élimination en profondeur des pigments, de la graisse et de la saleté
- Protection fiable contre les bactéries, champignons et virus
- Listé par l'Institut Robert Koch comme processus de désinfect. chimico-thermique
- Testé dermatologiquement

Code EAN: 4002516776161 / Numéro de matériel: 12495040 /  
Ancien Numéro de matériel: 59707101V1

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Efficacité de lavage</b>	
Détachement de la saleté	Très bien
Dissolution des protéines	Très bien
Dissolution de la graisse	Très bien
Effet antistatique	Très bien
Degré de blancheur	Très bien
Blanchiment	Très bien
<b>Dosage</b>	
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
<b>Recommandation de dosage</b>	
Valeur de pH à 20 °C	11,4
<b>Caractéristiques produit</b>	
Température de stockage minimale en °C	-20
Température de stockage maximale en °C	40
<b>Utilisation</b>	
Lavage des vêtements de sport	•
Lavage des vestes et manteaux	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Type de produit	Lessive désinfectante
Alcalinité	Alcalin
Formation d'agrégats	Détergent en poudre
Composants	Parfums, Tensioactifs, Enzymes, Azurants optiques
Biodégradable	•
Effet biologique grâce à des enzymes spéciales	•
Sans phosphates	•
Peut être utilisé comme antichlore	•
Efficace à des température de 30 à 90 °C	•
Particulièrement efficace à basse température	•
Très efficace dès 40 °C	•
Faible temps de maintien	•
Apport en oxygène régulier grâce à des stabilisateurs spéciaux	•
Contrôle anti-mousse	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm <sup>3</sup>	0,8
Sans microplastiques	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	205,00
<b>Conseils de stockage</b>	
Température de stockage minimale en °C	-20
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Utilisable après décongélation sans perte de qualité	•
Durée de conservation en mois	24

Miele Desinfect - 5 kg  
Lessive universelle désinfectante, poudre, alcaline, 5 kg  
pour le lavage de textiles blancs et couleurs.



Code EAN: 4002516776161 / Numéro de matériel: 12495040 /  
Ancien Numéro de matériel: 59707101V1

<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	150
Dimension extérieure, largeur nette en mm	296
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	205
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	150
Dimension extérieure, largeur brute en mm	296
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	205
Capacité de charge en g	5000
Poids brut en kg	5,55 kg
<b>Conformités, contrôles et indicateurs</b>	
Conforme aux normes SGH/CLP	•
Listé par l'Institut Robert Koch	•