

ProCare Tex 10 B+ - 5 l  
Renforceur de lavage, concentré liquide, neutre, 5 l  
pour le retrait efficace de taches de graisses.



- Pour une utilisation dans les lave-linge Miele Professional
- Dissout la graisse en préservant les matériaux à chaque lavage
- Préserve les couleurs et les fibres
- Puissance de lavage complète, même à 30 °C
- Utilisable comme émulsifiant et agent mouillant

Code EAN: 4002516776185 / Numéro de matériel: 12495130 /  
Ancien Numéro de matériel: 59709101V1

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Efficacité de lavage</b>	
Détachement de la saleté	Très bien
Dissolution des protéines	Très bien
Dissolution de la graisse	Très bien
Degré de blancheur	Très bien
<b>Dosage</b>	
Convient à un dosage automatique (AutoDos)	•
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
<b>Recommandation de dosage</b>	
Valeur de pH à 20 °C	7,5
<b>Caractéristiques produit</b>	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
<b>Utilisation</b>	
Laveries automatiques	•
Hôtellerie, gastronomie	•
Lavage des vêtements de sport	•
Lavage des vestes et manteaux	•
Lavage des vêtements de travail	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Type de produit	Renforceur de lavage
Alcalinité	Neutre
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Tensioactifs
Biodégradable	•
Sans phosphates	•
Efficace à des température de 30 à 90 °C	•
Particulièrement efficace à basse température	•
Très efficace dès 40 °C	•
Faible temps de maintien	•
Contrôle anti-mousse	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm <sup>3</sup>	1,00
Sans microplastiques	•
Manipulation aisée	•
Additif optimal pour toutes les lessives	•
<b>Conseils de stockage</b>	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Utilisable après décongélation sans perte de qualité	•
Durée de conservation en mois	36
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	249
Dimension extérieure, largeur nette en mm	148

ProCare Tex 10 B+ - 5 l

Renforteur de lavage, concentré liquide, neutre, 5 l  
pour le retrait efficace de taches de graisses.



Code EAN: 4002516776185 / Numéro de matériel: 12495130 /

Ancien Numéro de matériel: 59709101V1

Dimension extérieure, profondeur nette en mm 193

#### Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP

•