

ProCare Tex 10 B+ - 10 l

Renforceur de lavage, concentré liquide, neutre, 10 l
pour le retrait efficace de taches de graisses.



- Pour une utilisation dans les lave-linge Miele Professional
- Dissout la graisse en préservant les matériaux à chaque lavage
- Préserve les couleurs et les fibres
- Puissance de lavage complète, même à 30 °C
- Utilisable comme émulsifiant et agent mouillant

Code EAN: 4002516776192 / Numéro de matériel: 12495140 /
Ancien Numéro de matériel: 59709201V1

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Détachement de la saleté	Très bien
Dissolution des protéines	Très bien
Dissolution de la graisse	Très bien
Degré de blancheur	Très bien
Dosage	
Convient à un dosage automatique (AutoDos)	•
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Recommandation de dosage	
Valeur de pH à 20 °C	7,5
Caractéristiques produit	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
Utilisation	
Laveries automatiques	•
Hôtellerie, gastronomie	•
Lavage des vêtements de sport	•
Lavage des vestes et manteaux	•
Lavage des vêtements de travail	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Renforceur de lavage
Alcalinité	Neutre
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Tensioactifs
Biodégradable	•
Sans phosphates	•
Efficace à des température de 30 à 90 °C	•
Particulièrement efficace à basse température	•
Très efficace dès 40 °C	•
Faible temps de maintien	•
Contrôle anti-mousse	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	1,00
Sans microplastiques	•
Manipulation aisée	•
Additif optimal pour toutes les lessives	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	228,00
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Utilisable après décongélation sans perte de qualité	•
Durée de conservation en mois	36

ProCare Tex 10 B+ - 10 l

Renforteur de lavage, concentré liquide, neutre, 10 l
pour le retrait efficace de taches de graisses.



Code EAN: 4002516776192 / Numéro de matériel: 12495140 /
Ancien Numéro de matériel: 59709201V1

Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	314
Dimension extérieure, largeur nette en mm	202
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	230
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•