

ProCare Tex 10 B+ - 10 l

Renforceur de lavage, concentré liquide, neutre, 10 l
pour le retrait efficace de taches de graisses.



- Dissout la graisse en préservant les matériaux à chaque lavage
- Préserve les couleurs et les fibres
- Puissance de lavage complète, même à 30 °C
- Utilisable comme émulsifiant et agent mouillant

Code EAN: 4002516776192 / Numéro de matériel: 12495140 /
Ancien Numéro de matériel: 59709201V1

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Détachement de la saleté	Très bien
Dissolution des protéines	Très bien
Dissolution de la graisse	Très bien
Degré de blancheur	Très bien
Dosage	
Convient à un dosage automatique (AutoDos)	•
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Recommandation de dosage	
Valeur de pH à 20 °C	7,5
Utilisation	
Laveries automatiques	•
Hôtellerie, gastronomie	•
Lavage des vêtements de sport	•
Lavage des vestes et manteaux	•
Lavage des vêtements de travail	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Renforceur de lavage
Alcalinité	Neutre
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Tensioactifs
Biodégradable	•
Sans phosphates	•
Efficace à des température de 30 à 90 °C	•
Particulièrement efficace à basse température	•
Très efficace dès 40 °C	•
Faible temps de maintien	•
Contrôle anti-mousse	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	1,00
Sans microplastiques	•
Manipulation aisée	•
Additif optimal pour toutes les lessives	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Utilisable après décongélation sans perte de qualité	•
Durée de conservation en mois	36
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•