

ProCare Tex 11 COL - 8 kg

Lessive couleurs, poudre, moyennement alcaline, 8 kg

pour le maintien des couleurs et le nettoyage du linge en couleurs.



- Lessive couleurs à haute concentration
- Dissout la graisse et la saleté tout en préservant les matériaux et les couleurs
- Puissance de lavage complète, même à 30 °C
- Très bonne protection contre le transfert de couleur
- Testé dermatologiquement

Code EAN: 4002516775980 / Numéro de matériel: 12495170 / Ancien Numéro de matériel: 59710201V1

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Détachement de la saleté	Très bien
Dissolution des protéines	Très bien
Dissolution de la graisse	Très bien
Effet antistatique	Très bien
Dosage	
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Recommandation de dosage	
Valeur de pH à 20 °C	10,5
Utilisation	
Nettoyage des textiles	•
Laveries automatiques	•
Hôtellerie, gastronomie	•
Lavage des vêtements de sport	•
Lavage des vestes et manteaux	•
Lavage des vêtements de travail	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Lessive pour couleurs
Alcalinité	Faiblement alcalin
Formation d'agrégats	Détergent en poudre
Composants	Tensioactifs, Parfums, Enzymes, Agents séquestrants
Biodégradable	•
Effet biologique grâce à des enzymes spéciales	•
Sans phosphates	•
Particulièrement efficace à basse température	•
Très efficace dès 40 °C	•
Faible temps de maintien	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	0,8
Décomposition sans aucun résidu	•
Sans microplastiques	•
Manipulation aisée	•
Additif optimal pour toutes les lessives	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	-20
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Utilisable après décongélation sans perte de qualité	•
Durée de conservation en mois	24
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•