

DKF 40-R

Filtre anti-odeurs Longlife AirClean régénérant
pour les hottes à recyclage Miele DAS 2x4x et DAC 4x40.



Code EAN: 4002516808947 / Numéro de matériel: 12500160 /
Ancien Numéro de matériel: 28996470EU1

- Un air frais et sans odeur dans toute la cuisine
- Avec charbon actif, neutralise les odeurs de cuisine désagréables
- Il peut être régénéré très facilement tous les 6 mois au four
- Durée de vie de 3 ans
- Faible résistance à l'écoulement grâce à leur conception spéciale